

Auftragserteilung

Sehr geehrte Kunden,

einen Auftrag an uns können Sie ganz einfach erteilen, indem Sie unser Formblatt direkt am PC ausfüllen. [Klicken Sie hier](#).

Falls Sie noch nicht mit unserem elektronischen Formular vertraut sind, hilft Ihnen unsere Ausfüllanleitung weiter, die die einzelnen Bereiche erklärt und Hinweise für das erforderliche Probevolumen und Probematerial gibt. [Hier klicken!](#)

So können Sie einfach und komfortabel Leistungen bei uns beauftragen. Wir führen die Untersuchungen dann termingerecht durch.

Auftragserteilung Health Monitoring

Bitte per FAX an 06734 - 911 222 oder eingescannt per Email an info@mfd-diagnostics.com

Auftraggeber

abweichende Rechnungsadresse

Kundennummer _____

Name _____

Firma/Institut _____

Straße _____

PLZ und Ort _____

Telefon _____

E-Mail _____

Möchten Sie unseren Abholservice nutzen?

Ja, gewünschter Abholtermin

Nein, Anlieferung durch Auftraggeber am

Tierart: Maus Ratte Meerschweinchen Hamster _____

Gewünschte Untersuchungsmethode: (ELISA/Kultur/Mikroskopie) oder PCR

Tier- oder Proben-ID	Paket		Serologie			Mikrobiologie					Sonstige Einzel- / Sonderuntersuchungen
	FELASA_klein	FELASA_groß	Kleines FELASA-Profil	großes FELASA-Profil	Zusätzliche Erreger bitte gewünschten Erreger angeben	Parasitologie	Pathologie / Nekropsie	FELASA_klein	FELASA_groß	Helicobacter_inkl. Differenzierung	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Falls Sie uns gentechnisch veränderte Tiere schicken möchten, weisen wir darauf hin, dass wir nach GenTAufzV dazu verpflichtet sind, diese zu dokumentieren.

Lieferung beinhaltet gentechnisch veränderte Tiere, GVO-Dokumentation beiliegend

Es werden keine gentechnisch veränderten Tiere verschickt

Zusätzliche Bemerkungen _____

Wie soll der Befund an Sie übermittelt werden?

Übermittlung per E-Mail

Übermittlung per Post

Datum _____

Unterschrift _____

Auftragserteilung Health Monitoring

Anleitung zum Ausfüllen des Formblattes

Adressfeld

Geben Sie bitte im Adressblock oben auf der Seite Ihre Adresdaten und gegebenenfalls eine abweichende Rechnungsadresse ein.

Kreuzen Sie bitte an, ob Sie die Tiere bei uns anliefern oder ob wir sie bei Ihnen abholen sollen. Geben Sie bitte Termine für die Abholung durch uns oder den Versand durch Sie an, damit wir die Ankunft der Tiere einplanen können.

Auswahl der gewünschten Untersuchungen

Kreuzen Sie bitte an, ob Sie Ihre Tiere mit der klassischen Methode ELISA/Kultur/Mikroskopie oder mit PCR untersucht haben möchten.

Vergeben Sie bitte im zweiten Formularbereich Tier- bzw. Proben ID-Bezeichnungen und wählen Sie jeweils die gewünschten Untersuchungen aus. Die aufgeführten Untersuchungen sind nachfolgend beschrieben.

Paket FELASA klein (Maus)

Serologie (mind. 60µl Serum erforderlich): MHV, MVM, MPV, EDIM, MNV, GDVII; Mikrobiologie, Parasitologie, Pathologie

PCR: Helicobacter spp.; H. hepaticus, H. bilis, H. typhlonius

Paket FELASA groß (Maus)

Serologie (mind. 100µl Serum erforderlich): MHV, MVM, MPV, EDIM, MNV, GDVII, PVM, Sendai, LCMV, MAD type 1FL&2K87, Ectromelia, Reo3, M.pulmonis, C.piliforme, Mikrobiologie, Parasitologie, Pathologie

PCR: Helicobacter spp., H. hepaticus, H. bilis, H. typhlonius, Streptobacillus moniliformis

Serologie kleines FELASA-Profil

Mind. 60µl Serum erforderlich: MHV, MVM, MPV, EDIM, MNV, GDVII

Serologie großes FELASA-Profil

Mind. 100 µl Serum erforderlich: MHV, MVM, MPV, EDIM, MNV, GDVII, PVM, Sendai, LCMV, MAD type 1FL&2K87, Ectromelia, Reo3, M.pulmonis, C.piliforme

Zusätzliche Erreger Serologie

Folgende zusätzliche Erreger können untersucht werden:

MTV, LDHV, K Virus, Polyoma, Hantaan, MCMV

Bitte kreuzen Sie in der Tabelle unter „Serologie“ die Spalte „Zusätzliche Erreger“ an und ergänzen Sie in dem Feld direkt dahinter den gewünschten Keim.

Parasitologie

Für die Parasitologie sind Kotprobe, Anal-Tesafilm-Abklatsch auf Objektträger oder Fell-Tesafilm-Probe auf Objektträger erforderlich. Untersucht wird auf: Protozoen, Nematoden, Milben, Flöhe, Läuse.

Pathologie/Nekropsie

Makroskopische Begutachtung der Organe, Probeentnahme.

Auftragserteilung Health Monitoring

Mikrobiologie

Für die Mikrobiologie sind Organabstriche erforderlich. Bei Einsendungen von Organabstrichen bitte Abstrichbesteck mit Transportmedium verwenden.

Für die mikrobiologische Untersuchung können auch frisch entnommene Organe auf Eis oder Trockeneis eingeschendet werden.

Auf folgende Erreger wird untersucht: Helicobacter spp., H. hepaticus, H. bilis, H. typhlonius, Pasteurella pneumotropica, Streptococci beta-haemolytic (nicht Grp. D), Streptococcus pneumoniae (kleine FELASA), Citrobacter rodentium, C. piliforme, Corynebact. kutscheri, Myc. pulmonis, Salmonella spp., Streptobacillus moniliformis (große FELASA).

Folgende Erreger können zusätzlich untersucht werden: CAR bacillus, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, other Pasteurellaceae (P. multocida, Mannheimia haemolytica), Pneumocystis murina, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Helicobacter muridarum, Helicobacter rodentium, Bordetella bronchiseptica, E. cuniculi

PCR

Wir benötigen 1-2 Kotpellets pro Tier zum Nachweis von allen viralen Erregern, Oxyuren, Protozoen und Bakterien.

Zum Nachweis von Milben reicht ein Fellabstrich oder eine Fellprobe, zum Nachweis von oral und im Respirationstrakt vorkommende Bakterien (bes. Streptobacillus) ein Rachenabstrich.

Helicobacter

Für die Untersuchung auf Helicobacter ist als Untersuchungsmaterial Darmgewebe oder Kot erforderlich.

Einzel-/ Sonderuntersuchungen

Unter Einzel-/ Sonderuntersuchungen können Sie spezielle Untersuchungen anfordern, die in der Liste nicht aufgeführt sind.

Zusätzliche Angaben

Da wir nach GenTAufzV dazu verpflichtet sind, Arbeiten mit gentechnisch veränderten Tieren zu dokumentieren, stellen Sie uns bitte in diesem Fall die GVO-Dokumentation zusammen mit dem Auftrag zur Verfügung. Andernfalls kreuzen Sie an, dass keine gentechnisch veränderten Tiere verschickt werden.

Kreuzen Sie dann bitte an, wie Sie Ihren Befund erhalten möchten, elektronisch oder per Post.

Unter ‚Zusätzliche Bemerkungen‘ können Sie uns weitere Informationen mitteilen, die Sie für wichtig halten.

Drucken Sie nun das Formular aus, unterschreiben Sie es und faxen Sie es uns an die Nummer 06734 - 911 222 oder scannen Sie es ein und senden es an info@mfd-diagnostics.com.